



الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond

Surgical
Endoscopes
All Medical
Specialties

المناظير الجراحية
الألمانية
لكل التخصصات
الطبية

emos
technology


ENDOSCOPY CATALOG



-  Modern Design
Sleek design, lightwiegth and robust
-  4K
Exceptional HD & 4K Resolution
4K & labeled
-  Autoclavable
Operation Service
-  Robust Shaft
Polished stainless steel shaft
-  Sapphire Optics
Sapphire Negative & positive coated
-  Laser Welding
-  Laser Welding


True vision difference.

www.emostechnology.de





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Advantages of flexible Emos endoskopes



Modern design

Increasing lifetime due to innovative construction method



Made in Germany

Very good material resistance during the preparation process



Brilliant image representation

High-quality components „made in Germany“
High depth of field and homogeneous illumination



Stable guiding element



Robust shaft



Focusable

Optimal image setting through the ergonomic focusing ring



Standard eye piece

for camera application. Compatible with different camera TV coupler



Universal light guide / cable connection

Compatible with adapters from different manufacturers.

Advantages of Emos optics



Sapphire negative & sapphire window

Solded sapphire negative and sapphire window
advantages: no glue, no leakage and no scratches



Locking

Compatible with sheaths from different manufacturer
advantages: easy combination with your existing equipment



Autoclavable

134°C / 273 °F / 2,3 bar / 21 min



Material

Complete made from stainless steel for high corrosion resistance



3-tube-system

Optic system is additional protected



Laser welding

Trough the laser welding absolutely sealed



Image quality

HD image display in real reproduction of the colors and tissue structures




Image quality

High-resolution, vignetting-free and distortion-free image quality in 4K



الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



ADVANTAGES OF FLEXIBLE EMOS ENDOSCOPES *Good to know*



MODERN DESIGN

MADE IN GERMANY



BRILLIANT IMAGE REPRESENTATION

High-quality components „made in Germany“
High depth of field and homogeneous illumination



STABLE GUIDING ELEMENT

Increasing lifetime due to innovative construction method



ROBUST SHAFT

Very good material resistance during the preparation process



FOKUSABLE

Optimal image setting through the ergonomic focusing ring



STANDARD EYE PIECE for camera application

Compatible with different camera TV coupler



UNIVERSAL LIGHT GUIDE / CABLE CONNECTION

Compatible with adapters from different manufacturers





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Bronchoscopy

مناظير القصبات الهوائية



emos
technology



Flexibles-Bronchoskop
Flexible-Bronchoscope





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond

Otolaryngology


مناظير الأنف والأذن والحنجرة



emos
technology



Flexibles Naso-Pharyngo-Laryngoskop
Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Otolaryngology مناظير الأنف والأذن والحنجرة



Otoskope Otosscopes





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Otolaryngology

مناظير الأنف والأذن والحنجرة



emos
technology



Sinuskope

Sinusscopes





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond

emos
technology
Visionary Medical Technology

Otolaryngology مناظير الأنف والأذن والحنجرة



emos
technology




Laryngoskope Laryngoscopes





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Urology

مناظير المسالك



emos
technology



Ureterorenoskop

Ureterorenoscope





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond

emos
technology
Visionary Medical Technology

Urology

مناظير المسالك



emos
technology



Flexibles Uretero-Renoskop

Flexible Uretero-Renoscope





Urology Surgical Instruments



الات تنظيف جراحات المسالك



emos
technology




الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond




Urology Surgical Instruments

الات تنظير جراحات المسالك



19 - 25 Charr. / Fr.



Probeexzisions- und Fasszange, oval,



Fasszange für Steinstrasse, doppelbev





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Nephroscope

مناظير الكلي



emos
technology




Nephroskop Nephroscope





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Bladder

مناظير المثانة



emos
technology




Zystoskope
Cystoscopes





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Bladder

مناظير المثانة



emos
technology



Flexibles-Zystoskop
Flexible-Cystoscope






الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Laparoscopy

مناظير البطن




emos
technology



Laparoskop 4K Laparoscope 4K


NEW

4K
ENDOSCOPY





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Arthroscopy مناظير طب العظام والمفاصل



Arthroskop Arthroscope





Arthroscopy

مناظير طب العظام والمفاصل




emos
technology



الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond

Arthroskop mit Arbeitskanal Arthroscope with working channel



emos


technology

Visionary Medical Technology





الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



Arthroscopy Surgical Instruments

الات ر تنظير جراحات العظام




emos
technology



Arthroskopie

Arthroscopy





Gynecology Surgical Instruments, Endoscopes


الات ومناظير تنظير جراحات النساء



emos
technology



Gynaecology



الماسة العربية الزرقاء الطبية
Arabian Blue Diamond



emos
technology
Visionary Medical Technology

CONTACT US

Tel: +966 11 490 3741

Fax: +966 11 490 3752

Email: info@abd-medical.com

Web: www.abd-medical.com



ABD Mideast