

▶ Arthroskop

Arthroscope




grenzenlos im Detail! ▶▶



▶ Arthroskop Ø 4mm

Arthroscope Ø 4mm



Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=175mm / 0°	l=175mm / 30°	l=175mm / 70°
Artikel Nr. / item no.	AS40A	AS40B	AS40C
Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Wolf®	Wolf®	Wolf®
Beschreibung / description	l=170mm / 0°	l=170mm / 30°	l=170mm / 70°
Artikel Nr. / item no.	AW40A	AW40B	AW40C
Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	
Kompatibel / compatible	Dyonics®	Olympus®	
Beschreibung / description	l=158mm / 30°	l=158mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	AD40B	A040B	
Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	
Kompatibel / compatible	Lintratec®	Stryker®	
Beschreibung / description	l=170mm / 30°	l=157mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	AL40B	AY40B	

Technische Daten
Technical Data



▶ Arthroskop Ø 2,8mm

Arthroscope Ø 2,8mm



Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope
Durchmesser / diameter	Ø 2,8mm	Ø 2,8mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=175mm / 0°	l=175mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	AS28A	AS28B
Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope
Durchmesser / diameter	Ø 2,8mm	Ø 2,8mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=187mm / 0°	l=187mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	AS28A187	AS28B187


Technische Daten
Technical Data

Arthroskop Ø 2,4mm

Arthroscope Ø 2,4mm

Model / Model	Arthroskop Arthroscope	Arthroskop Arthroscope
Durchmesser / diameter	Ø 2,4mm	Ø 2,4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=90mm / 0°	l=90mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	AS24A98	AS24B98





grenzenlos im Detail!

emos
technology

EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
D-88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

info@emostechnology.com
www.emostechnology.com

▶ **Flexibles-
Bronchoskop 5.2/6.0**
Flexible-Bronchoscope 5.2/6.0



grenzenlos im Detail! ▶▶



► Flexibles- Bronchoskop 5.2/6.0

Flexible-Bronchoscope 5.2/6.0



Technische Daten Technical Data

Model	/ model	FBS-5223	FBS-6028
Einführschlauch	/ insertion tube	Ø 5,2mm	Ø 6,0mm
Arbeitskanal	/ working channel	Ø 2,3mm	Ø 2,8mm
Nutzlänge	/ working length	600mm	600mm
Blickwinkel	/ field of view	100°	100°
Abwinklung auf/ab	/ angulation up/down	180°/130°	180°/130°
Zubehör	/ accessories	Absaugventil, Dichtigkeitstester, Koffer Suction valve, Leak tester, suitcase	Absaugventil, Dichtigkeitstester, Koffer Suction valve, Leak tester, suitcase
Artikel Nr.	/ item no.	FBS-5223G ■	FBS-6028G ■
		FBS-5223B ■	FBS-6028B ■

Zubehör / Accessories








Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	200.02531.02	Mobile Lichtquelle - Mini PortLed intensive Lichtleistung, wasserdicht, inkl. magnetischem USB ladechip Mobile Lightsource - Mini PortLed intensive Lightning, water resistant, incl. USB-Magnetic chip	1 Stk. / 1 pc.
	200.00040.02	Dichtigkeitstester komplett mit EMOS Adapter und Silikonschlauch Leakage tester complete with EMOS adapter and silicone tube	1 Stk. / 1 pc.
	200.02448.00	Reinigungsbürstenset inkl. Kassette & Wandandbringung Micro Pull Thru brush set incl. cassette & wall mount	1VE=60St. 1Pack= 60pc.
	200.02448.03	Micro Pull Thru Nachfüllpack Micro Pull Thru refill pack	1VE=360St. 1Pack= 360pc.
	210.00077.00	Reinigungsbürste, Bürste 2 x Ø 3.0 mm, Länge 1200 mm Cleaning brush for bronchoscopes, brush 2 x Ø 3.0 mm, working length 1200 mm	1VE=250St. 1Pack= 250pc.



Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	200.04094.00	Ø1,8 mm, Einweg-Biopsiezange mit Löffel, länge 1100 mm, Glatt ohne Dorn, PTFE Beschichtung Ø1,8 mm, Single use Biopsy forceps, curette jaw forceps, 1100 mm working length, smooth, without spike, PTFE Coated	1 Stk. / 1 pc.
	200.04095.00	Ø1,8 mm, Einweg-Biopsiezange gezahnt, länge 1100 mm, Alligator ohne Dorn, PTFE Beschichtung Ø1,8 mm, Single use Biopsy forceps, notch jaw, 1100 mm working length, without spike, Alligator jaw, PTFE Coated	1 Stk. / 1 pc.

▶▶ **Flexibles**
Uretero-Renoskop 8.4 Fr.
Flexible Uretero-Renoscope 8.4 Fr.



grenzenlos im Detail! ▶▶



▶ Flexibles Uretero-Renoskop 8.4 Fr.





Flexible Uretero-Renoscope 8.4 Fr.



Technische Daten Technical Data

Model	/ model	FURS-2812
Einführschlauch	/ insertion tube	Ø 2,8mm / Ø 8,4 Fr.
Arbeitskanal	/ working channel	Ø 1,2mm
Nutzlänge	/ working length	680mm
Blickwinkel	/ field of view	88°
Abwinklung auf/ab	/ angulation up/down	275°/275°
Zubehör	/ accessories	Dichtigkeitstester, Transportbox leak tester, transportbox
Artikel Nr.	/ item no.	FURS-2812G ■ FURS-2812B ■

Zubehör / Accessories

Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	220.00003.00	Hahnbrücke mit Luer-Anschluß und 2 Hähnen (nicht im Lieferumfang enthalten) bridge with Luer-Lock and two stop cocks (not included in the delivery)	1 Stk. / 1 pc.
	200.00040.02	Dichtigkeitstester komplett mit EMOS Adapter und Silikonschlauch Leakage tester complete with EMOS adapter and silicone tube	1 Stk. / 1 pc.
	200.82448.00	Reinigungsbürstenset inkl. Kassette & Wandandbringung Micro Pull Thru brush set incl. cassette & wall mount	1VE=60St. 1Pack= 60pc.
	200.82448.01	Micro Pull Thru Nachfüllpack Micro Pull Thru refill pack	1VE=180St. 1Pack= 180pc.

Zubehör - Accessories

Fremdkörperzange - Foreign Body Forceps







Bild /Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	200.04088.00	<p>Ø1,0 mm, Fremdkörperzange - Faßzange mit Scherengriff, 100 cm lang</p> <p>Ø1,0 mm, foreign body forceps - grasping forceps with scissors handle, 100cm length</p>	1 Stk. / 1 pc.
	200.04089.00	<p>Ø1,0 mm, Fremdkörperzange - gezahnter Löffel, Scherengriff, 100 cm lang</p> <p>Ø1,0 mm, foreign body forceps - serrated cup, scissors handle, 100cm length</p>	1 Stk. / 1 pc.
	200.04090.00	<p>Ø1,0 mm, Fremdkörperzange - Steinfänger, spiralf., 100 cm lang</p> <p>Ø1,0 mm, foreign body forceps - stone retriever, spiral, 100cm length</p>	1 Stk. / 1 pc.

▶▶ **Flexibles-
Zystoskop 5.5**
Flexible-Cystoscope 5.5



grenzenlos im Detail! ▶▶



► Flexibles- Zystoskop 5.5

Flexible-Cystoscope 5.5



Technische Daten Technical Data

Model	/ model	FCS-5523
Einführschlauch	/ insertion tube	Ø 5,5mm
Arbeitskanal	/ working channel	Ø 2,3mm
Nutzlänge	/ working length	380mm
Blickwinkel	/ field of view	100°
Abwinklung auf/ab	/ angulation up/down	210°/120°
Zubehör	/ accessories	Absaugventil, Dichtigkeitstester Suction valve, Leak tester
Artikel Nr.	/ item no.	FCS-5523G ■
		FCS-5523B ■
		FCS-5523R ■

▶▶ Laparoskop 4K

Laparoscope 4K

NEW

4K
ENDOSCOPY



grenzenlos im Detail! ▶▶



▶ Laparoskop 4K


Laparoscope 4K



Technische Daten


Technical Data

Model	/ Model	Laparoskop Laparoscope	Laparoskop Laparoscope
Durchmesser	/ diameter	Ø 10mm	Ø 10mm
Kompatibel	/ compatible	Universal	Universal
Beschreibung	/ description	310mm / 0°	310mm / 30°
Artikel Nr.	/ item no.	LW100A4K	LW100B4K



▶ Semi-Flexibles Nephroskop

Semi-Flexible Nephroscope




grenzenlos im Detail! ▶▶




Semi-Flexibles Nephroskop

Semi-Flexible Nephroscope









Inkl. Reinigungsbürste für Arbeitskanal und Spülkanal
Incl. cleaning brush for forcep channel and jet channel

Technische Daten Technical Data



Standard Form / Standard Style Ø 7,5-9		Model: URS-NS
	instrument size (Charr.):	Länge / length
		Außenrohr / outer tube dim.
		Arbeitskanal / working channel
		Blickrichtung / direction of view
		Öffnungswinkel / field of view
		Bildpunkte / pixel
		Artikel Nr. / item no.
		7,5-9 12 Fr.
		6,8 Charr.
		5°
		85°
		40.000
		240.00133.00

Zubehör / Accessories

Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	Maße / Dimensions	VE / PU
	210.00083.00	Set Ventilkappe + Hilfsdichtung dome valve + backup seal	ML 151 VMG + ML 151 VMQ	1 VE = 10 St. 1 PU = 10 pcs
	220.00025.00	Reinigungsbürste für Arbeitskanal cleaning brush for working channel	Bürste/brush Ø3,0/L=30mm, L=590mm	1St./pc
	220.00026.00	Reinigungsbürste für Spülkanal cleaning brush for flushing channel	Bürste/brush Ø3,0/L=10mm, L=590mm	1St./pc
	210.00088.00	Hahnreiber rechts tap cock - right		1St./pc
	210.00089.00	Hahnreiber links tap cock - left		1St./pc
	210.00090.00	Federkappe protection cap		1St./pc

▶ Semi-Flexibles- Ureterorenoskop

Semi-Flexible-Ureterorenoscope




grenzenlos im Detail! ▶▶



Semi-Flexibles- Ureterorenoskop

Semi-Flexible-Ureterorenoscope



Inkl. Reinigungsbürste für Arbeitskanal und Spülkanal
Incl. cleaning brush for forcep channel and jet channel

Technische Daten Technical Data


Dünne Form / Thin Style Ø 4,9-6,5		Model: URS-SK	Model: URS-SL
instrument size (Charr.): 	Länge / length	310mm	425mm
	Außenrohr / outer tube dim.	4,9-6,5 8,1 Fr.	4,9-6,5 8,1-9,3 Fr.
	Arbeitskanal / working channel	4,0 Charr.	4,0 Charr.
	Blickrichtung / direction of view	5°	5°
	Öffnungswinkel / field of view	85°	85°
	Bildpunkte / pixel	17.000	17.000
	Artikel Nr. / item no.	240.00138.00	240.00137.00
Schlanke Form / Slim Style Ø 6-7,5		Model: URS-MK	Model: URS-ML
instrument size (Charr.): 	Länge / length	310mm	425mm
	Außenrohr / outer tube dim.	6-7,5 9 Fr.	6-7,5 9-10,2 Fr.
	Arbeitskanal / working channel	5,1 Charr.	5,1 Charr.
	Blickrichtung / direction of view	5°	5°
	Öffnungswinkel / field of view	85°	85°
	Bildpunkte / pixel	17.000	17.000
	Artikel Nr. / item no.	240.00135.00	240.00134.00
Standard Form / Standard Style Ø 7,5-9		Model: URS-LK	Model: URS-LL
instrument size (Charr.): 	Länge / length	310mm	425mm
	Außenrohr / outer tube dim.	7,5-9 12 Fr.	7,5-9 12-13,2 Fr.
	Arbeitskanal / working channel	6,8 Charr.	6,8 Charr.
	Blickrichtung / direction of view	5°	5°
	Öffnungswinkel / field of view	85°	85°
	Bildpunkte / pixel	40.000	40.000
	Artikel Nr. / item no.	240.00132.00	240.00131.00

Zubehör / Accessories

Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	Maße / Dimensions	VE / PU
	210.00083.00	Set Ventilkappe + Hilfsdichtung dome valve + backup seal	ML 151 VMG + ML 151 VMQ	1 VE = 10 St. 1 PU = 10 pcs
	220.00025.00	Reinigungsbürste für Arbeitskanal cleaning brush for working channel	Bürste/brush Ø3,0/L=30mm, L=590mm	1St./pc
	220.00026.00	Reinigungsbürste für Spülkanal cleaning brush for flushing channel	Bürste/brush Ø3,0/L=10mm, L=590mm	1St./pc
	210.00088.00	Hahnreiber rechts tap cock - right		1St./pc
	210.00089.00	Hahnreiber links tap cock - left		1St./pc
	210.00090.00	Federkappe protection cap		1St./pc

▶ Zystoskope / Hysteroskope

Cystoscopes / Hysteroscopes



grenzenlos im Detail! ▶▶



Zystoskope

Cystoscopes



Technische Daten

Technical Data

Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=302,5mm / 0°	l=302,5mm / 30°	l=302,5mm / 70°
Artikel Nr. / item no.	US40A	US40B	US40C
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Wolf®	Wolf®
Beschreibung / description	l=300mm / 12°	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	US40F	UW40A	UW40B
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 2,8mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Storz®	
Beschreibung / description	l=300mm / 70°	l=302,5mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	UW40C	US28B	
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	
Durchmesser / diameter	Ø 2,7mm	Ø 2,7mm	
Kompatibel / compatible	Storz®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=302,5mm / 30°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	US27B	UW27B	



Hysteroskope


Hysteroscopes



Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=302,5mm / 0°	l=302,5mm / 12°	l=302,5mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	HS40A	HS40F	HS40B
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	HW40A	HW40B	
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope		
Durchmesser / diameter	Ø 2,8mm		
Kompatibel / compatible	Storz®		
Beschreibung / description	l=302,5mm / 30°		
Artikel Nr. / item no.	HS28B		
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 2,7mm	Ø 2,7mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	HW27A	HW27B	

Technische Daten
Technical Data





grenzenlos im Detail!

emos
technology


EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

info@emostechnology.com
www.emostechnology.com

▶ Zystoskope / Hysteroskope

Cystoscopes / Hysteroscopes



grenzenlos im Detail! ▶▶



Zystoskope

Cystoscopes



Technische Daten

Technical Data

Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=302,5mm / 0°	l=302,5mm / 30°	l=302,5mm / 70°
Artikel Nr. / item no.	US40A	US40B	US40C
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Wolf®	Wolf®
Beschreibung / description	l=300mm / 12°	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	US40F	UW40A	UW40B
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 2,8mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Storz®	
Beschreibung / description	l=300mm / 70°	l=302,5mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	UW40C	US28B	
Model / model	Zystoskop Cystoscope	Zystoskop Cystoscope	
Durchmesser / diameter	Ø 2,7mm	Ø 2,7mm	
Kompatibel / compatible	Storz®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=302,5mm / 30°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	US27B	UW27B	



Hysteroskope


Hysteroscopes



Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	Ø 4mm
Kompatibel / compatible	Storz®	Storz®	Storz®
Beschreibung / description	l=302,5mm / 0°	l=302,5mm / 12°	l=302,5mm / 30°
Artikel Nr. / item no.	HS40A	HS40F	HS40B
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 4mm	Ø 4mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	HW40A	HW40B	
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope		
Durchmesser / diameter	Ø 2,8mm		
Kompatibel / compatible	Storz®		
Beschreibung / description	l=302,5mm / 30°		
Artikel Nr. / item no.	HS28B		
Model / model	Hysteroskop Hysteroscope	Hysteroskop Hysteroscope	
Durchmesser / diameter	Ø 2,7mm	Ø 2,7mm	
Kompatibel / compatible	Wolf®	Wolf®	
Beschreibung / description	l=300mm / 0°	l=300mm / 30°	
Artikel Nr. / item no.	HW27A	HW27B	

Technische Daten
Technical Data





grenzenlos im Detail!

emos
technology

EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

info@emostechnology.com
www.emostechnology.com